




neolab[®] Reaktionsgefäß-Ständer, steckbar, blau

Artikelbilder



Beschreibung

Zweistufiges Gestell für 20 Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml.
Gut sichtbare Platznummerierung.
Griffmulde vorne zum einfachen Transportieren.
Seitlich ineinander steckbar.

Material: Polypropylen, autoklavierbar
Maße (LxTxH): 210 x 90 x 50 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1830
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058128
Racks Eigenschaften	mit mehreren Etagen
Anzahl Etagen	2

