




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Rota-Rack® Duo für PCR- und Reaktionsgefäße

Sonderangebot

**48,70 €**

Normalpreis

**61,30 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Klein im Format, groß im Kombinieren!

Ideal für Arbeiten mit verschiedenen Gefäßgrößen nebeneinander, z.B. beim Verdünnen oder Konzentrieren.

Zwei rotierende, miteinander verbundene Racks aus PP bieten Platz für 96 Gefäße mit 0,2 ml und je 48 Plätze für Gefäße mit 0,5 und 1,5 ml Inhalt.

Die 0,2 ml Wells haben das Standard-Format für 96-Well-Platten.

Schnelle Identifizierung durch alphanumerische Markierung.

Autoklavierbar, temperaturbeständig von 0 bis +121°C.

Farbe: blau und lila

Maße: 298 x 118 x 34 mm (L x T x H)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6626
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008222
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau violett
Material	Polypropylen (PP)
Breite	118 mm
Höhe	34 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml 0.5 ml 1.5 ml
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

