



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Rack mit Gitter f. Röhrchen 1.2 ml, leer, unsteril

**68,75 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die autoklavierbaren Röhrchen können vielseitig im Labor angewendet werden, gleichgültig ob zur PCR, EIA, Lagerung oder zum Transport.

Die Fläschchen sind bis -80°C einfrierbar.

Die Deckel aus PE eignen sich nicht zum autoklavieren.

Abmessungen der Röhrchen:

- Außendurchmesser: 8.8 mm
- Höhe: 45 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2287
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5244
EAN	4058072214968
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	50 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
Racks Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel

