



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schlitz-Rack, 8 Reihen à 32 mm Breite

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schlitz-Rack

Zur Aufbewahrung oder Kühlung von kleinen Fläschchen mit Blutserum, chemischen Reagenzien, Enzymreagenzien usw. im Kühlschrank.

Auch zum Sortieren von Pipetten, Rührstäbchen o.ä. in Schubladen einsetzbar.

Vakuumgeformt.

Maße: 330 x 330 x 44 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2241
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025571
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	330 mm
Höhe	44 mm
Länge	330 mm
Tiefe	330 mm
geeignet für	Fläschchen/ Vials
Anzahl Fächer	8
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 30 mm Ø

