



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Top-Rack für 80 Reaktionsgefäße 1,5 ml, transparent

**6,32 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Transparentes Aufbewahrungsgestell mit 80 numerisch gekennzeichneten Plätzen für Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml. Mit Griffleisten; in verschiedenen Farben.

Temperaturbeständig von -80°C bis +125°C.

Material: Polypropylen, autoklavierbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2566
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072061319
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Breite	65 mm
Höhe	28 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	5 x 16
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

