



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® XY-Rack grün

32,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Beidseitig nutzbares Rack

mit 96 Plätzen für

- PCR- oder 0,5 ml Röhrchen auf der einen und
- 1,5/2,0 ml Röhrchen auf der anderen Seite (max. 12 mm Ø).

Verschiebbare Reiter an der Stirn- und Längsseite in Kombination mit dem alphanumerischen Index erleichtern die Orientierung bei der Arbeit.

Abgestufte Vertiefungen geben Röhrchen mit 1,5 ml mehr Halt.

Material: PP

Temperaturbeständig bis -80°C

Maße: 206 x 139 x 27 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1961
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059071
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
Breite	139 mm
Höhe	27 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	8 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße

