




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Wasserbadeinsatz für 20 Kryoröhrchen

45,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Runder Wasserbadeinsatz, schwimmend, für 20 Kryoröhrchen der gängigsten Größen.

Das Gestell ist mit Stegen versehen, die gute Standfestigkeit garantieren.

Das Gestell schwimmt in Wasser und ist daher für das Auftauen von Kryoröhrchen im Wasserbad geeignet.

Maße: 6,5 mm stark, 95 mm Ø

Füßchen: 19 mm lang

Material: Polypropylen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1740
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072033385
Durchmesser	95 mm
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	80 mm
DM Loch	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

