



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reaktionsgefäß-Einsatz für Wasserbad, 8 Löcher 66 mm Ø

22,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Runder Wasserbadeinsatz, schwimmend, für Reaktionsgefäße 1,5 ml.

Die Platte ist durch den Einschluss von Luftblasen so leicht, dass sie zusammen mit den Reaktionsgefäßen auf der Wasseroberfläche schwimmt.

Mit 20 mm langen Standfüßchen unten, oben in der Mitte ein Griff.

Lochdurchmesser: 10 mm

Material: TPX, autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3080
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072034986
Durchmesser	66 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polymethylpenten (PMP. TPX)
Temp MAX	121 °C
Höhe	80 mm
DM Loch	12 mm
Kapazität	8
für Gefäße mit DM bis	10.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

