



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Wasserbadeinsatz, sinkend, 3 x 5 R., für 27-30 mm Dchm.

91,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Diese Wasserbadeinsätze sinken ohne zusätzliches Gewicht! Aus einer besonderen PP-Mischung geformt, schwerer als Wasser. Mit seitlichen Grifföffnungen.
Autoklavierbar bis 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2314
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025717
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Temp MAX	121 °C
Temp MIN	0 °C
Breite	11 mm
Höhe	12.7 mm
Länge	21.3 mm
Tiefe	21.3 mm
DM Loch	31 mm
für Gefäße mit Volumen bis	30 ml
Plätze (BxL)	3 x 5
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhren

