



CellCamper[®] Alublock 120x0,2 ml PCR

Artikelbilder



Beschreibung

Die CellCamper Alublöcke sind passend für den CellCamper Maxi und Midi. Generell sind diese Alublöcke einsetzbar bei Temperaturen von -196 bis über 100°C. Die Temperaturverteilung über den gesamten Block ist sehr gleichmäßig und weicht nur um +/- 0,1 °C ab. Alle Alublöcke lassen sich leicht mit Seifenlaugen oder Alkoholen reinigen und sind stabil unter UV-Licht.

Kapazität: 120x0,2 ml PCR-Gefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3719
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090074
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminium
Breite	94 mm
Form	rechteckig
Höhe	17 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
DM Bohrung	6 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml
Plätze (BxL)	10 x 12
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße

