



CellCamper[®] Alublock 35x1,5 ml Reaktionsgefäße

Artikelbilder



Beschreibung

Die CellCamper Alublöcke sind passend für den CellCamper Maxi und Midi. Generell sind diese Alublöcke einsetzbar bei Temperaturen von -196 bis über 100°C. Die Temperaturverteilung über

den gesamten Block ist sehr gleichmäßig und weicht nur um +/- 0,1 °C ab. Alle Alublöcke lassen sich leicht mit Seifenlaugen oder Alkoholen reinigen und sind stabil unter UV-Licht.

Kapazität: 35x1,5 ml Reaktionsgefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3720
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090081
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminium
Breite	94 mm
Form	rechteckig
Höhe	38 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
DM Bohrung	12 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
Plätze (BxL)	5 x 7
für Gefäße mit DM bis	11.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

