



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



CellCamper® Alublock 35x2,0 ml Reaktionsgefäße

Sonderangebot

219,00 €

Normalpreis

290,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die CellCamper Alublöcke sind passend für den CellCamper Maxi und Midi. Generell sind diese Alublöcke einsetzbar bei Temperaturen von -196 bis über 100°C. Die Temperaturverteilung über

den gesamten Block ist sehr gleichmäßig und weicht nur um $\pm 0,1$ °C ab. Alle Alublöcke lassen sich leicht mit Seifenlaugen oder Alkoholen reinigen und sind stabil unter UV-Licht.

Kapazität: 35x2,0 ml Reaktionsgefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3721
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090098
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminium
Breite	94 mm
Form	rechteckig
Höhe	38 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
DM Bohrung	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
Plätze (BxL)	5 x 7
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

