













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



# neoLabLine Heizblock Alu, 24 Vertiefungen 8 mm Ø für Reaktiongefäße 0,5 ml

245,90 € zzgl. MwSt & Versand

### **Product Images**



# **Beschreibung**

#### Aluminium Heizblock mit 24 Vertiefungen

Durchmesser: 8 mm, für Reaktionsgefäße 0,5 ml

Zubehör für neoBlock-Heizer Mono I und Duo (Best.-Nr. 2-2503 und 2-2504)

# Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-2505
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072061159
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Breite	65 mm
Form	rechteckig
Höhe	50 mm
Länge	95 mm
Tiefe	95 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
DM Bohrung	8 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml
Plätze (BxL)	4 x 6
für Gefäße mit DM bis	8.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

