



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Reaktionsblock, $\frac{1}{4}$ Kreissegment, 4 Loch

59,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Eloxierte Aluminium-Blöcke mit unterschiedlichem Lochdurchmesser zum Erhitzen von Reaktionsgefäßen, jeweils ¼ Tortenstück. Die Blöcke eignen sich zum Auflegen auf Heizplatten und Magnetrührer. Entsprechende Glasreaktionsgefäße auf Anfrage erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8303
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072024307
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Aluminium eloziert
Form	1/4 Tortenstück
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren Zentrifugenröhren
DM Bohrung	28 mm
für Gefäße mit Volumen bis	30 ml
für Gefäße mit DM bis	28.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhren

