



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf SmartBlock DWP 1000 μ L

805,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000, Thermoblock für Eppendorf Deepwell Plate 96/1,000 µL, inkl. Lid – Für Eppendorf Deepwell Platte 96/1000 µL – Optimisiertes Block-Design gewährleistet optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe für hervorragende Ergebnisse – Integrierte Sensortechnologie zur Eppendorf SmartBlock-spezifischen Kalibrierung für größte Temperaturgenauigkeit und Homogenität – Jeder SmartBlock wird bei der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken zusammen mit einem seriennummern-spezifischen Zertifikat geliefert – Isolierung der Thermoblöcke für ergonomisches Arbeiten – ohne Verbrennen der Finger (PhysioCare Concept) – Automatische Block-Erkennung für sichere Handhabung – Eppendorf QuickRelease™-Technologie ermöglicht schnelles und einfaches Auswechseln der Blöcke – ganz ohne Werkzeug Nur nutzbar für ThermoMixer C und ThermoStat C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1784
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072169138
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Aluminium
Racks Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Anzahl Etagen	1

