



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf SmartBlock DWP 500 $\mu$ L

**805,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, Thermoblock für Eppendorf Deepwell Plates 96/500 µL, inkl. Lid - Für Eppendorf Deepwell-Platte 96/ 500 µL - Optimiertes Block-Design gewährleistet optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe für hervorragende Ergebnisse - Integrierte Sensortechnologie zur Eppendorf SmartBlock-spezifischen Kalibrierung für größte Temperaturgenauigkeit und Homogenität - Jeder SmartBlock wird bei der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken zusammen mit einem seriennummern-spezifischen Zertifikat geliefert - Isolierung der Thermoblöcke für ergonomisches Arbeiten - ohne Verbrennen der Finger (PhysioCare Concept) - Automatische Block-Erkennung für sichere Handhabung - Eppendorf QuickRelease™-Technologie ermöglicht schnelles und einfaches Auswechseln der Blöcke - ganz ohne Werkzeug Nur nutzbar für ThermoMixer C und ThermoStat C

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-1785
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072170424
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Aluminium
Racks Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Anzahl Etagen	1

