



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf SmartBlock™ 1,5 ml, Thermoblock für 24x 1,5 ml

648,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Eppendorf SmartBlocks

für alle gängigen Gefäßformate im Volumenbereich von 5 µl bis 50 ml.

Auch für PCR-Platten.

Der Block kann durch eine einfache Mechanik schnell gewechselt werden.

Ein Kunststoffmantel bietet Wärmeisolierung und Berührungsschutz.

Best.-Nr. E-5055 und E-5056: mit Deckel

Weiter SmartBlocks im OnlineShop und auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1793
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-5051
EAN	4058072418540
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Aluminium
Form	rechteckig
geeignet für	Reaktionsgefäße
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11.2 mm
Material Block	Aluminium
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
Plätze (BxL)	4 x 6
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

