



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf SmartBlock™ 15 ml, Thermoblock für 8x 15 ml

**648,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Eppendorf SmartBlocks

für alle gängigen Gefäßformate im Volumenbereich von 5 µl bis 50 ml.

Auch für PCR-Platten.

Der Block kann durch eine einfache Mechanik schnell gewechselt werden.

Ein Kunststoffmantel bietet Wärmeisolierung und Berührungsschutz.

Best.-Nr. E-5055 und E-5056: mit Deckel

Weiter SmartBlocks im OnlineShop und auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-1805
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-5053
EAN	4058072418595
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Aluminium
Form	rechteckig
geeignet für	Zentrifugenröhrchen
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	16.2 mm
Material Block	Aluminium
Plätze (BxL)	2 x 4
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen

