



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Reaktions-Wechselblöcke WB für 35 x 2,0 ml Reaktionsgefäße

295,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Reaktions-Wechselblock WB 2,0 ml

Für 35 x 2,0 ml Reaktionsgefäße

Alternativ auch geeignet für Gefäße mit einem Volumen von 1,5 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0925
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072158637
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Drehzahl MAX	1500 U/Min
Farbe	grau
Breite	280 mm
Höhe	170 mm
Länge	220 mm
Tiefe	220 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
Racks Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Material Block	Aluminium
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
Plätze (BxL)	5 x 7
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm

