



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Reaktions-Wechselblöcke WB für 15 x 0,5 und 20 x 1,5 ml Reaktionsgefäße

295,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Reaktions-Wechselblock WB 0,5/1,5 ml

Für 15 x 0,5 und 20 x 1,5 ml Reaktionsgefäße

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 7-0926 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072158644 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Drehzahl MAX | 1500 U/Min |
| Farbe | grau |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Länge | 220 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| geeignet für | Reaktionsgefäße |
| Racks Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel |
| Kapazität | 35 |
| Material Block | Aluminium |
| Plätze (BxL) | 5 x 7 |
| für Gefäße mit DM bis | 8.0 mm 11.0 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 0.5 ml 1.5 ml |

