



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Rack f. Zentrifugenröhrchen, faltbar, 15 ml: 45 Plätze (9x5), lila, PP

39,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dieses faltbare Rack für Zentrifugenröhrchen ist praktisch und kann platzsparend gelagert werden. Alle Röhrchen mit einem Durchmesser von 16 bzw. 30 mm können hier organisiert werden. Durch einfaches Aufklappen steht das Rack stabil. Mit Griffen an den Seiten und alphanumerischem Index, für leichtere Identifizierung der Röhrchen.

Das Rack ist aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In der Farbe lila erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0062
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085209
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	lila
Material	Polypropylen (PP)
Breite	137 mm
Höhe	72 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	16 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm

