



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Kombirack für Zentrifugenröhrchen, PP, 18 x 15 ml, 10 x 50 ml

6,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das perfekte **Aufbewahrungssystem** für konische **Zentrifugenröhrchen** mit einem Fassungsvermögen von 18x 15 ml und 10 x 50 ml. Hergestellt aus strapazierfähigem PP-Material, bietet dieses Kombirack eine robuste und zuverlässige Lösung für die Organisation Ihrer Proben. Die **alphanumerischen Markierungen** an den Löchern erleichtern die Identifizierung und Verwaltung Ihrer Proben. Bestellen Sie jetzt das Moonlab® Zentrifugenröhrchenrack und optimieren Sie Ihre Laborarbeit.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0092
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072118600
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	102 mm
Höhe	63 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
Plätze (BxL)	3 x 9 2 x 5
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm 30.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml 50 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

