



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Pop-Up™ Rack für 15 und 50 ml, pink, 2 St./Pack

**49,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Flach gelagert, schnell aufgeklappt!

Wenn das Rack nicht gebraucht wird, macht es sich zusammengeklappt ganz klein. Wird es benötigt, ist es mit einem Handgriff aufgeklappt und nimmt Zellkulturröhrchen mit 15 oder 50 ml auf.

Das Pop-Up-Rack bietet Platz für 21 Röhrchen mit 15 ml und 12 Röhrchen mit 50 ml, jeder Platz ist separat markiert.

Das Rack ist in gefaltetem und aufgestelltem Zustand stapelbar.

Material PP, nicht zum Autoklavieren empfohlen

Maße: 255 x 137 mm (L x T),

Höhe gefaltet 21 mm, aufgestellt 72 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6625
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008215
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	pink
Material	Polypropylen (PP)
Breite	137 mm
Höhe	72 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	30 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	19.0 mm 30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen

