



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Ständer für Zentrifugenröhrchen 50 ml, 4 x 4 Loch

80,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Drahtständer für konische 50 ml "Blue Max"-Zentrifugenröhrchen,
speziell epoxyd-kunststoffbeschichtet.

Autoklavierbar.

Fachgröße: 30 x 30 mm

16 Öffnungen (4 x 4):

158 x 150 x 92 mm hoch

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3111
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035051
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Stahl epoxidharzbeschichtet
Breite	150 mm
Höhe	92 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
Fachgröße	30 x 30 mm
Kapazität	16
Plätze (BxL)	4 x 4
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

