



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Zentrifugenflaschen-Gestell für 6 Flaschen

49,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zur Aufbewahrung konischer Zentrifugenflaschen mit 250 ml Inhalt (z.B. Falcon, Corning, Nunc).

Aus Stahldraht, der mit Kunstharz überzogen ist.

Die 60 mm großen, quadratischen Gitter bieten Platz für 6 Gefäße.

Die untere Ebene hat Schienen für einen besseren Halt der Flaschenböden.

Maße: 208 x 135 x 102 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025335
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Stahl epoxidharzbeschichtet
Breite	135 mm
Höhe	102 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	250 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Fachgröße	60 x 60 mm
Plätze (BxL)	2 x 3
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	60.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenflaschen

