



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Zentrifugenröhrchen-Halter f. 50 ml, 5 Stck./Set

45,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

5 zusammensteckbare Halter für 50 ml Zentrifugenröhrchen im Set.

Jeder Halter ist einzeln verwendbar.

In der ausgeformten Bodenvertiefung finden runde und konische Röhrchen sicheren Halt.

Autoklavierbar.

Das Set besteht aus je einem Halter in blau, grün, gelb, pink und orange.

Maße: 53 x 70 x 67 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6612
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008116
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blaugrün gelb pink orange
Material	Polypropylen (PP)
Breite	53 mm
Höhe	70 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	30 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	5 x 1
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen

