



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Ständer für 1 Zentrifugenröhrchen 50 ml

**21,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ständer für ein einzelnes 50 ml-Zentrifugenröhrchen.

Material:

Draht, mit Epoxydharz beschichtet.

Einfachste Handhabung und sicherer Stand durch Nest für den Röhrchenboden.

Gesamthöhe: 67 mm

Unterer Ø: 67 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3108
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035037
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	orange
Material	Stahl epoxidharzbeschichtet
Breite	67 mm
Höhe	67 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Rörchen
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	30 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	1 x 1
Typ Gestell	Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Mikrogefäß-/Rörchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen

