



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Ständer für Kolben mit 25 ml, 3 St./Pack

**24,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ständer aus Kunststoff für kleine Rund-, Spitz- oder birnenförmige Kolben.  
Der Boden ist leicht konisch ausgeformt und hat unten ein Loch für einen guten Sitz.  
Hohe Standfestigkeit durch einen breiten Sockel.

## Zusätzliche Informationen

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Art.-Nr.                   | 6-5001                                      |
| Hersteller (Marke)         | neoLab                                      |
| EAN                        | 4058072026424                               |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur                              |
| autoklavierbar bei 121°C   | Ja  |
| Durchmesser                | 70 mm                                       |
| Farbe                      | rot   |
| Material                   | Polypropylen (PP)                           |
| Höhe                       | 72 mm                                       |
| geeignet für               | Kolben                                      |
| für Gefäße mit Volumen bis | 25 ml                                       |
| geeignet für Kühlung in    | Gefrierschrank/ -truhe                      |
| Typ Gestell                | Kolbengestell                               |
| für Kolbentyp              | Rundkolben Spitzkolben birnenförmige Kolben |

