




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Ständer für Kolben mit 50 ml, 3 St./Pack

39,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ständer aus Kunststoff für kleine Rund-, Spitz- oder birnenförmige Kolben.
Der Boden ist leicht konisch ausgeformt und hat unten ein Loch für einen guten Sitz.
Hohe Standfestigkeit durch einen breiten Sockel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-5002
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026431
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	70 mm
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	75 mm
geeignet für	Kolben
Kapazität	1
Typ Gestell	Kolbengestell
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
für Kolbentyp	Rundkolben Spitzkolben birnenförmige Kolben
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

