



neolab® Elektrophoreseplatten-Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Elektrophoreseplatten-Ständer aus Stahl mit Epoxydharzbeschichtung zur Lagerung und schnellen Trocknung von 10 Elektrophoreseplatten.

Die Auflage ist mit einer Gummimanschette überzogen, um Absprengungen am Plattenrand zu verhindern. Gummipuffer auf der Unterseite des Gestells verhindern ungewolltes Verrutschen auf der Standfläche.

Maße: 20 x 16 x 18 cm hoch

Geeignet für Platten mit einer Größe von 16,5 cm aufwärts.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9730
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050191
Farbe	hellblau
Material	Stahl epoxidharzbeschichtet
Breite	160 mm
Höhe	180 mm
Länge	200 mm
Tiefe	200 mm
Typ Gestell	Elektrophoreseplatten-Gestell

