



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Maxi Geltrocknungsrahmen komplett im Set, 337x250x4 mm

Sonderangebot

65,00 €

Normalpreis

97,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Einfaches Trocknen von Gelen mittels Rahmen und zwischen 2 kompostierbaren biologisch abbaubaren Cellophan Folien.

Die Folien sind permeabel und unbeschichtet. Das einfache und preiswerte System ermöglicht das Trocknen von Gelen ohne Hitze oder Vakuum. Das Gel in Folie einwickeln und mit 4 Klammern zwischen den Plexiglas Rahmen fixieren.

Lieferumfang: 1 geschlossene Grundplatte 4 mm stark, 1 Rahmen Maxi DIN A4, 4 mm stark; 4 Klammern, 1 Pack á 50 Blatt Cellophan-Folie 240 mm breit, 327 mm lang

MAXI-Geltrocknungsrahmen: Außenmaß: 337 x 250 x 4 mm Innenmaß: 297 x 210 x 4 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9740
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050207
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Breite	4 mm
Breite/innen	4 mm
Höhe	250 mm
Höhe innen	210.0 mm
Länge	337 mm
Länge innen	297 mm
Dicke	4 mm
Ersatzteil	2-4028 7-9743

