



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Midi Geltrocknungsrahmen, komplett im Set, 250x188x4 mm

16,24 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einfaches Trocknen von Gelen mittels Rahmen und zwischen 2 kompostierbaren biologisch abbaubaren Cellophan Folien.

Die Folien sind permeabel und unbeschichtet. Das einfache und preiswerte System ermöglicht das Trocknen von Gelen ohne Hitze oder Vakuum. Das Gel in Folie einwickeln und mit 4 Klammern zwischen den Plexiglas Rahmen fixieren.

Lieferumfang: 1 geschlossene Grundplatte 4 mm stark, 1 Rahmen Midi DIN A5, 4 mm stark, 4 Klammern, 1 Pack á 50 Blatt Cellophan-Folie 178 mm breit, 240 mm lang

MIDI-Geltrocknungsrahmen: Außenmaß: 250 x 188 x 4 mm Innenmaß: 210 x 150 x 4 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 7-9741 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072050214 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1 |
| Breite | 4 mm |
| Breite/innen | 4 mm |
| Höhe | 188 mm |
| Höhe innen | 150.0 mm |
| Länge | 250 mm |
| Länge innen | 210 mm |
| Dicke | 4 mm |
| Ersatzteil | 2-4028 7-9744 |

