



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mini Geltrocknungsrahmen, komplett im Set, 188x145x4 mm

13,52 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einfaches Trocknen von Gelen mittels Rahmen und zwischen 2 kompostierbaren biologisch abbaubaren Cellophan Folien.

Die Folien sind permeabel und unbeschichtet. Das einfache und preiswerte System ermöglicht das Trocknen von Gelen ohne Hitze oder Vakuum. Das Gel in Folie einwickeln und mit 4 Klammern zwischen den Plexiglas Rahmen fixieren.

Lieferumfang: 1 geschlossene Grundplatte 4 mm stark, 1 Rahmen Mini DIN A6, 4 mm stark, 4 Klammern, 1 Pack á 50 Blatt Cellophan-Folie 135 mm breit, 178 mm lang.

MINI-Geltrocknungsrahmen: Außenmaß: 188 x 145 x 4 mm Innenmaß: 150 x 105 x 4 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9742
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050221
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Breite	4 mm
Breite/innen	4 mm
Höhe	145 mm
Höhe innen	104.0 mm
Länge	188 mm
Länge innen	150 mm
Dicke	4 mm
Ersatzteil	2-4028 7-9745

