



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie 6 x 6

20,26 € Ab

16,25 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie Organisieren und lagern Sie Proben mit den platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. Beschreibung: Test Tube Half-Rack Unwire™; Wht 13mm Array: 6 x 6 Autoklavierbar: Autoclavable Aufnahmevermögen: Tubes (13 mm) Material: RESMER Positionen: 36 Form: Rectangle Typ: Test Tube Half Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 13mm Tubes Abmessungen (L x B x H): 4 x 4 x 2.2 in. (10.2 x 10.2 x 5.6cm) Länge (angloamerikanisch): 4 Zoll . Breite (angloamerikanisch): 4 Zoll . Höhe (angloamerikanisch): 2.2 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 13 mm Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1658
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	248759811
EAN	4058072182328
Bruttogewicht	0.64
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Ursprungsland	Mexiko
Breite	283 mm
Verpackungsvolumen	0.00800000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	83 mm
Tiefe	108 mm
DM MAX Durchführungsmöglichkeit	13 mm

