



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen 6x11

20,40 € Ab
16,38 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen. Beschreibung: Unwire Röhrchengestell Array: 6 x 12 Autoklavierbar: Not Autoclavable Aufnahmevermögen: Tubes (13 mm) Positionen: 72 Form: Rectangle Typ: Test Tube Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 13 mm-Röhrchen Abmessungen (L x B x H): 20 x 10.2 x 5.7 cm Länge (metrisch): 20 cm Länge (angloamerikanisch): 7.75 in. Breite (metrisch): 10.2 cm Breite (angloamerikanisch): 4 Zoll . Höhe (metrisch): 5.7 cm Höhe (angloamerikanisch): 2.25 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 13 mm Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | CD-1686 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| VGKL Nummer | 248759763 |
| EAN | 4058072182977 |
| Bruttogewicht | 1.13 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | grün |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Breite | 200 mm |
| Verpackungsvolumen | 0.01900000 ccm |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Höhe | 57 mm |
| Tiefe | 102 mm |

