



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen 6 x 12 Case of 8 Rot

20,40 € Ab
16,38 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen. Array: 6 x 12 Höhe (metrisch): 5.7 cm Länge (metrisch): 20 cm Positionen: 72 Form: Rectangle Breite (metrisch): 10.2 cm Autoklavierbar: Not Autoclavable Beschreibung: Unwire Röhrchengestell Durchmesser (metrisch) Öffnung: 13 mm Abmessungen (L x B x H): 20 x 10.2 x 5.7 cm Zur Verwendung mit (Geräte): 13 mm-Röhrchen Höhe (angloamerikanisch): 2.25 in. Aufnahmevermögen: Tubes (13 mm) Länge (angloamerikanisch): 7.75 in. Breite (angloamerikanisch): 4 Zoll . Typ: Test Tube Rack Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1688
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	248759764
EAN	4058072182984
Bruttogewicht	1.11
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	Mexiko
Breite	200 mm
Verpackungsvolumen	0.01800000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	57 mm
Tiefe	102 mm

