



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Reagenzglasgestell, PP, für 55 Röhren bis - \varnothing 18 mm, blau

17,49 € Ab

13,45 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stabile Konstruktion, stapelbar. Sehr vielseitiges und preisgünstiges Gestell für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern. Gefülltes PP, Dichte 1,2 g/cm³, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Alphanumerisch gekennzeichnete Stellplätze zur eindeutigen Identifikation der Proben. Vergrößerte Abstände zwischen den einzelnen Stellplätzen. Gebrauchstemperatur -20 °C bis 90 °C. Autoklavierbar (121 °C). Die Gestelle sind mit wenigen Handgriffen fest und untrennbar montiert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1258
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	294943411
EAN	4058072206369
Bruttogewicht	1.1199
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.09800 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.06500 m
Verpackungstiefe	0.41000 m
Verpackungsvolumen	7728.50000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

