



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Halter für Stereomikroskop-Ständer mit verstellbarer Drehstärke des Handrads

**180,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Für diese flexiblen, modularen Systeme stehen Ihnen zwei Mikroskopkopfhalterungen zur Auswahl. Diese Halterungen sind passend für alle Stereomikroskop- und Universalständer (außer Federgelenkarm), um eine präzise Fokussierung zu ermöglichen
- Als erste Variante steht Ihnen ein Halter mit verstellbarem Handrad sowie der Einstellung der Drehstärke für Ihre Konfiguration zur Verfügung
- Für professionelle Anwendungen steht Ihnen eine Halterung mit Grob- und Feintrieb für die optimale Fokussierung zur Auswahl
- Durchmesser der Verbindung für den Mikroskopkopf: 76 mm
- Durchmesser der Verbindung für die Ständersäule: 25 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-5215
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072147525
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN

