



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Einzelständer für 1 Pipette Transferpette® electronic 0,25-5 ml oder Transferpette® S 2 ml und 0,5-5 ml

51,05 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung:

Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung.-

Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet.-

Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar.-

Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf.-

Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1798
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975386
EAN	4058072210595
Bruttogewicht	0.2055
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.16950 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.11700 m
Verpackungshöhe	0.08100 m
Verpackungstiefe	0.13900 m
Verpackungsvolumen	1317.30000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

