



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Einzelständer für je 1 Transferpette® -8/ -12, alle Versionen

**25,85 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung:

-

Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung.-

Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet.-

Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar.-

Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf.-

Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-1638
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072209544
Bruttogewicht	0.2324
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.18220 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.13500 m
Verpackungshöhe	0.08200 m
Verpackungstiefe	0.13500 m
Verpackungsvolumen	1494.45000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

