



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Ladekarussell 2 für 6 Xplorer / Xplorer plus

520,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das Eppendorf Ladekarussell 2 bietet 50% mehr Kapazität als zuvor und fasst bis zu sechs elektronische Eppendorf Xplorer® oder Xplorer plus-Pipetten. In Verbindung mit den optionalen Ladeschalen kann das Ladekarussell auch bis zu sechs Eppendorf Multipette® E3/E3x oder Multipette stream/Xstream aufnehmen. Außerdem ist das Ladekarussell 2 nicht nur perfekt für elektronische Geräte geeignet, sondern auch für manuelle Eppendorf-Pipetten, wenn es mit den optionalen Pipettenhaltern verwendet wird.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0735
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1971
EAN	4058072409159
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Höhe	350 mm
für Modell Pipette	Xplorer (alle Volumina) Xplorer plus (alle Volumina)
für Pipetten/ Dispenser von	Eppendorf
Ersatzteil	VB-0745
Typ Gestell	Pipettenkarussell/ Ladeständer

