



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Ladeständer 2 für eine elektronische Multipipette (E3/E3x oder stream/Xstream)

275,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schützen Sie Ihr kostbares Liquid Handling-Instrument vor möglichen Schäden, Verschmutzungen oder auf der Arbeitsfläche verschütteten Chemikalien. Die Ständer für einzelne Geräte haben ein robustes Design und nehmen ein elektronisches Gerät sicher auf. Mit dem Ladeständer 2 sind Ihre Eppendorf Multipette E3/E3x oder Multipette stream/Xstream immer vollständig geladen und betriebsbereit. Betrieb mit dem im Lieferumfang der Pipette enthaltenen Steckernetzteil.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | VB-0737 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-1973 |
| EAN | 4058072409166 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | hellgrau |
| Höhe | 350 mm |
| für Modell Pipette | Multipette E3 Multipette E3x |
| für Pipetten/ Dispenser von | Eppendorf |
| Typ Gestell | Mikroliterpipettengestell |

