



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Pipettenkarussell 2 für 6 Research/plus, Reference/2 oder Biomaster

**165,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Das Eppendorf Pipettenkarussell 2 trägt bis zu sechs manuelle Ein- oder Mehrkanal-Pipetten. Dabei können die einzelnen Pipettenhalter in zwei um 180° gedrehten Orientierungen am Karussell montiert werden und fassen so alle aktuellen manuellen Pipettenmodelle sowie die meisten Vorgänger, darunter Eppendorf Research®, Research plus, Reference®, Reference 2 und Biomaster®.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0734
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1970
EAN	4058072170615
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Höhe	350 mm
Typ Gestell	Pipettenkarussell/ Ladeständer
für Modell Pipette	Research (alle Volumina) Research plus (alle Volumina) Reference (alle Volumina) Reference 2 (alle Volumina)
für Pipetten/ Dispenser von	Eppendorf

