




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf® Pipettenständer 2 für eine Multipipette (Repeater) M4

128,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schützen Sie Ihr kostbares Liquid Handling-Instrument vor möglichen Schäden, Verschmutzungen oder auf der Arbeitsfläche verschütteten Chemikalien. Die Ständer für einzelne Geräte haben ein robustes Design und nehmen ein manuelles Gerät sicher auf. Der völlig neue Pipettenständer 2 nimmt eine Eppendorf Multipette M4 auf. Dieser Ständer eignet sich ebenfalls perfekt für eine Ein- oder Mehrkanal-Eppendorf Research plus oder Eppendorf Reference 2 Pipetten, wenn er mit dem optionalen Pipettenhalter verwendet wird.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0738
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1974
EAN	4058072171766
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Höhe	350 mm
für Modell Pipette	Multipette M4
für Pipetten/ Dispenser von	Eppendorf
Typ Gestell	Pipettenständer

