



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Single-Pipettenhalter-Wandhalter, zum Kleben oder Schrauben

18,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gilson Pipettenhalter für 1 Mikroliterpipette zum Schrauben oder Kleben an Wand, Regal oder Glasscheibe schützt die Pipette vor Kontamination und Erschütterung ausgesprochen stabil

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0320
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4318
EAN	4058072165529
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grau
Typ Gestell	Pipettenhalter
für Modell Pipette	Pipetman alle Modelle
für Pipetten/ Dispenser von	Gilson

