



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Power Karussell, Ladeständer für 5 Pipetman M

527,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

STROM CARROUSEL™ Pipettenständer

Ladeständer für 5 Pipetman M Pipetten

Zubehör für Gilson Pipetman® M elektronisch (Best.-Nr. 7-4433 bis 7-4436)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0688
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4437
EAN	4058072223564
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	175 mm
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	400 mm
geeignet für	Pipetten
DM Bohrung	23.5 mm
für Modell Pipette	Pipetman M P10M Pipetman M P20M Pipetman M P200M Pipetman M P1000M
für Pipetten/ Dispenser von	Gilson
Typ Gestell	Pipettenkarussell/ Ladeständer

