



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand 3er Ständer inkl. Netzteil

201,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

3 er-Ständer für Transferpette® electronic (bis 1000 µl) mit Netzteil.

Zubehör für Transferpette® electronic (Best.-Nr. 3-0851 ff.)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1799
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0857
EAN	4058072210601
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grau weiß
geeignet für	Pipetten
für Modell Pipette	Transferpette S Typ variabel. 20µl Transferpette S Typ variabel. 100µl Transferpette S Typ variabel. 200µl Transferpette S Typ variabel. 1000µl Transferpette S Typ variabel. 5000µl Transferpette S Typ variabel. 10000µl
für Pipetten/ Dispenser von	Brand
Typ Gestell	Pipettenkarussell/ Ladeständer

