



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Pipettengestell, PP, für 94 Pipetten, drehbar, 230 x 450 mm

**65,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

PP. Für 94 Pipetten verschiedener Größe. Drehbares Modell, mit einer zusätzlichen drehbaren Auflageplatte zur Schonung der Pipettenspitzen. Für alle Mess- und Vollpipetten. Der leicht gewölbte Rand der Stativplatte hält abtropfende Flüssigkeitsreste zurück.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0895
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072203283
Bruttogewicht	0.3498
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.33810 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.04500 m
Verpackungstiefe	0.46000 m
Verpackungsvolumen	4761.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	450 mm

