



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rack für Pipetten 0,1 bis 25 ml, ABS Kunststoff blau

127,10 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Stabiles Pipettenrack mit 4 Etagen für Pipetten von 0,1 bis 25 ml.

Das blaue Rack aus ABS-Kunststoff hat für einen besseren Einblick in jeder Etage einen Durchbruch und zusätzlich auf jeder Seite einen abnehmbaren Halter zur griffbereiten Aufbewahrung von Pipetierbällen und Pipettierhilfen.

Maße: 88 x 291 x 401 mm (B x T x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1001
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069520
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	88 mm
Höhe	401 mm
Länge	291 mm
Tiefe	291 mm
geeignet für	Pipetten
Typ Gestell	Pipettengestell

