



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Kompaktstation, mit 3 Ladenpositionen nur für Acura® electro Handgriff-Akku

178,15 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ladestation für Handgriff-Akkus für Pipette Socorex Acura® electro

Platzsparendes Zubehör, hält gleichzeitig bis zu drei Handgriff-Akkus. Die ideale Lade und Zwischenlagerung für jederzeit einsatzbereite Ersatzbatterien.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0043
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7239
EAN	4058072365943
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Material	Polyethylen (PE)
Ständer Eigenschaften	mit Ladefunktion
für Modell Pipette	Socorex Acura electro
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex

